

**P R O
D U C
T S .
C A T
A L O
G U E**



B&B DENTAL
IMPLANT COMPANY



01.

B&B DENTAL

PRESENTAZIONE AZIENDALE	4
SUPPORTO E SVILUPPO	6
TRATTAMENTO DI SUPERFICIE	8
PRODUZIONE	9
LINEE IMPLANTARI B&B DENTAL.....	10
INDICAZIONI PER IL SERRAGGIO	12
SERRAGGI CHIAVI	13

02.

IMPIANTI CONEXA

IMPIANTI CONEXA.....	14
CONNESSIONE CONEXA	16
LINEA DURA-VIT EV.....	18
LINEA DURA-VIT 3P	20
LINEA DURA-VIT WIDE.....	22
COMPONENTI DI GUARIGIONE.....	24
COMPONENTI DA IMPRONTA.....	25
COMPONENTI PROTESICI PROVVISORI	
TRY-INN ABUTMENTS	26
MONCONI PROVVISORI IN PEEK.....	27
MONCONI PROVVISORI IN TITANIO	28
COMPONENTI PROTESICI DEFINITIVI	
MONCONI UCLA.....	29
MONCONI IN TITANIO DRITTI.....	30
MONCONI IN TITANIO ANGOLATI.....	31
COMPONENTI DIGITALI.....	32
MULTI USE ABUTMENTS	34
COMPONENTI DIGITALI PER MUA	37
SISTEMA DI ANCORAGGIO FLAT	38
COMPONENTI DIGITALI PER FLAT	39
SISTEMA DI ANCORAGGIO SFERICO	40

INDICE

03.

IMPIANTI A DIAMETRO RIDOTTO

IMPIANTI A DIAMETRO RIDOTTO.....	42
LINEA DURA-VIT SLIM.....	44
COMPONENTI DI GUARIGIONE E DA IMPRONTA.....	46
COMPONENTI PROTESICI	
MONCONI IN TITANIO.....	47
MONCONI PROVVISORI E CALCINABILI.....	48
COMPONENTI DIGITALI.....	48
SISTEMA DI ANCORAGGIO FLAT.....	50
COMPONENTI DIGITALI PER FLAT.....	51
SISTEMA DI ANCORAGGIO SFERICO.....	52

04.

KIT E STRUMENTI

KIT E STRUMENTI CHIRURGICI.....	54
STRUMENTAZIONE CHIRURGICA.....	56
STRUMENTAZIONE CHIRURGICA RIDOTTA.....	58
KIT PER TECNICA DEL RIALZO DEL SENO.....	60
KIT CHIRURGICO WIDE.....	62
KIT PROTESICO.....	63
COMPONENTI CHIRURGICI.....	64
PROTOCOLLI CHIRURGICI.....	72
PHYSIO BRUSHLESS 3000.....	77
SMARTPEG OSSTELL.....	78

05.

WORKFLOW DIGITALE

WORKFLOW DIGITALE.....	79
SYNERGY.....	80
CHIRURGIA GUIDATA.....	81
CENTRO DI FRESAGGIO.....	82





01.

B&B DENTAL

PRESENTAZIONE AZIENDALE




B. & B. Dental S.r.l. è una società italiana leader nel campo dell'implantologia orale. È specializzata nella progettazione di impianti dentali e materiali per la rigenerazione ossea e grazie all'esperienza acquisita negli anni è riuscita a sviluppare tecnologie implanto-protesi e materiali innovativi di alto livello qualitativo.

L'innovazione è il cuore dell'approccio di B. & B. Dental.

La gamma di offerta di B. & B. Dental è concepita da chirurghi odontoiatri per chirurghi odontoiatri spallaggiati da ingegneri esperti in implantologia. Infatti i prodotti e la tecnologia B. & B. Dental sono in costante sviluppo e miglioramento per riuscire a soddisfare le esigenze dei propri clienti, assicurando al paziente il benessere della sua bocca e del suo sorriso.

SUPPORTO E SVILUPPO



SVILUPPO E RICERCA

La pluriennale esperienza nel settore permette di valutare e innovare il design e la funzionalità dei propri prodotti e materiali, nonché di proporre ai dottori una gamma di offerta molto più vasta. Tutto questo viene dettagliatamente studiato e testato all'interno delle proprie strutture, ma non solo. Infatti B. & B. Dental si avvale anche dell'appoggio di enti e di strutture di studi superiori e universitari, in modo da verificare ulteriormente la validità della propria offerta attraverso le ultime e più avanzate tecnologie e tecniche.

QUALITÀ E CONTROLLO

Tutti i prodotti proposti da B. & B. Dental si distinguono per il loro alto valore qualitativo. Sofisticati sistemi di gestione controllano costantemente tutte le fasi produttive, intervenendo in modo automatico sui processi in corso, in caso di scostamenti rispetto ai parametri impostati. Il controllo della produzione si basa su protocolli definiti SPC (Statistic Process Control), nei quali vengono fissate la quantità e la frequenza (secondo la tipologia del prodotto) e i criteri di accettabilità. La qualità della produzione è conforme alle normative EN ISO 13485 e alla Direttiva 93/42/CEE relative ai dispositivi medici.



PRODUZIONE

Ingegneri, periti meccanici e tecnici qualificati compongono lo staff.

Per produrre le componenti B. & B. Dental si avvale di torni a barre a controllo numerico dell'ultima generazione, macchine di alta precisione con correzioni dinamiche degli utensili, che permettono il rispetto di tolleranze di $\pm 0,001$ mm (1 micron).






MAGAZZINO

Lo stoccaggio della maggior parte dei prodotti semilavorati e finiti è affidato a magazzini verticali automatici che, oltre alla razionalizzazione dello spazio, permettono agli operatori una precisa preparazione degli ordini, completamente computerizzata.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

B&B Dental ha da sempre posto l'accento sull'importanza della formazione degli odontoiatri fornendo corsi sia presso la propria sede che nel mondo migliorando e amplificando l'esperienza con corsi didattici, webinar, workshop, live surgeries e corsi su paziente organizzati appositamente per donare agli utenti sicurezza e conoscenza dei prodotti e del loro utilizzo.



SERVIZIO CLIENTI

Una rete di vendita ramificata costituita da uno staff attento alle esigenze dei clienti e altamente qualificato forniscono un adatto supporto a rispondere a qualsiasi quesito e a dare informazioni dettagliate per aiutare il cliente nella scelta del prodotto, nella sua applicazione e nel suo utilizzo. L'assistenza pre-e post-vendita è realizzata da personale qualificato, competente sia in ambito tecnico che commerciale.

CERTIFICAZIONI

B&B Dental è da sempre interessata a conseguire nuove certificazioni per dimostrare gli alti standard di produzione. B&B Dental risulta attualmente certificata con oltre 30 certificazioni internazionali e annualmente viene sottoposta ai controlli programmati per il mantenimento.



PRODUZIONE


B. & B. Dental pone attenzione a tutte le fasi di produzione degli impianti per accertarsi che il prodotto finale sia di altissima qualità e vi permetta di lavorare in tutta sicurezza per raggiungere i migliori obiettivi clinici, estetici e durare nel tempo. Una produzione tutta italiana le cui fasi vengono gestite con cura dal personale B&B Dental presso i propri stabilimenti produttivi.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI DOPPIA ACIDIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

Due fasi molto delicate per le quali B&B Dental si affida a esperti del settore sottoponendoli a controlli periodici per ottenere una superficie uniforme e un prodotto sterile pronto per l'uso.

PRODUZIONE IN MACCHINE CNC

Macchine a controllo numerico gestite dallo staff B&B Dental per assicurare il massimo grado di precisione della connessione.



PRODUZIONE PACKAGING IN CAMERA BIANCA

Una delle pochissime aziende del settore che produce il proprio packaging degli impianti internamente presso la propria camera bianca. Una garanzia di sterilità e pulizia in più.

CONTROLLO QUALITÀ

Un team dedicato, istruito e attrezzato per il controllo sia manuale che automatizzato dei pezzi e lo scarto di qualsiasi componente che non risulti a norma.

LINEE IMPLANTARI B&B DENTAL

Scopri tutte le linee implantari della gamma Dura-vit e le loro grandi potenzialità per aiutarti a migliorare la tua pratica clinica giornaliera e i risultati del tuo lavoro. 6 linee specificamente disegnate per qualsiasi esigenza, due connessioni per semplificare la gestione delle componenti e lavorare in assoluta sicurezza.



CONFEZIONAMENTO

Il nuovo packaging è più funzionale e sicuro grazie all'apertura anti-effrazione.
L'ampolla porta-impianto mantiene l'impianto in posizione, pronto per essere prelevato con l'uso delle chiavi per cricchetto o a contrangolo.
All'interno della confezione di ogni impianto vi è una vite di guarigione e un tappo di chiusura.



CONFEZIONE CHIUSA

A confezione chiusa il simbolo è un lucchetto chiuso di colore neutro.




CONFEZIONE APERTA

Una volta aperta, la linguetta diventa rossa con un lucchetto aperto



BOLLINO VIRANTE

- Sterile
- Non sterile



CERTIFICATO IMPLANTARE

Una garanzia di qualità degli impianti e dei componenti utilizzati; contiene anche la tracciabilità e le informazioni utili per un'attenta gestione.

ISTRUZIONI D'USO

Necessarie per illustrare l'uso e le cautele da avere nei confronti del dispositivo medico.



CONFEZIONE STERILE

All'interno della confezione vi è l'impianto assieme a una vite di guarigione e una vite tappo.

ETICHETTE AGGIUNTIVE

Utili da usare sulle cartelle cliniche e sui documenti per mantenere la tracciabilità di ogni impianto inserito.

CODICE COLORE TUBETTO INTERNO IMPIANTI E STRUMENTI


Codice colore	●	Ø 2,1	●	Ø 3,0	●	Ø 3,5	●	Ø 4,0	●	Ø 4,5	●	Ø 5,0
Diametro reale		Ø 2,1		Ø 2,6		Ø 3,1		Ø 3,6		Ø 4,1		Ø 4,6
LINEA 3P		-		Ø 3,0		Ø 3,5		Ø 4,0		Ø 4,5		Ø 5,0
LINEA EV		-		Ø 3,4		Ø 4,0		Ø 4,5		Ø 5,0		

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

	Data di scadenza	REF	Codice prodotto	LOT	Numero di lotto
STERILE R	Sterilizzazione a raggi gamma		Leggere il foglietto illustrativo		Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico
	Monouso		Data di produzione		Produttore

INDICAZIONI PER IL SERRAGGIO

LINEE 3P, EV, WIDE PTERYGO - CONNESSIONE CONEXA DURA-VIT



TRANSFERS E COMPONENTI DI GUARIGIONE

Forza delle dita

MONCONI A VITI PASSANTI

titanio, peek, Ti-links, Ti-bases, monconi da premilled
25 Ncm


PILASTRI

MUA, sferici, flat, equator
25 Ncm

MONCONI PER MUA

titanio, calcinabili, Ti-link

15 Ncm




MONCONI PER FLAT

titanio, calcinabili, Ti-link

20 Ncm



LINEA SLIM - CONNESSIONE SLIM DURA-VIT



TRANSFERS E COMPONENTI DI GUARIGIONE

Forza delle dita

MONCONI A VITI PASSANTI

titanio, peek, Ti-links, Ti-bases, monconi da premilled
20 Ncm

PILASTRI

MUA, sferici, flat, equator
20 Ncm

MONCONI PER FLAT
titanio, calcinabili, Ti-link
15 Ncm



SERRAGGI CHIAVI

CHIAVI PROTESICHE



MASSIMO 25 Ncm

DRIVER IMPIANTI PER CONTRANGOLO -

LINEE 3P, EV, WIDE, PTERYGO CONNESSIONE CONEXA DURA-VIT



MASSIMO 35 Ncm

DRIVER IMPIANTI PER CRICCHETTO -

LINEE 3P, EV, WIDE, PTERYGO CONNESSIONE CONEXA DURA-VIT



MASSIMO 70 Ncm

DRIVER IMPIANTI PER CONTRANGOLO -

LINEA SLIM CONNESSIONE SLIM DURA-VIT



MASSIMO 35 Ncm

DRIVER IMPIANTI PER CRICCHETTO -

LINEA SLIM CONNESSIONE SLIM DURA-VIT




MASSIMO 45 Ncm

IMPIANTI CONEXA

Gli impianti delle linee 3P, EV, Wide e Pterygo sono dotati di una connessione unica denominata CONEXA. Questa connessione esemplare, oltre a garantire l'antirotazionalità e un'elevata resistenza ai carichi torsionali, grazie dall'esagono interno, ha anche la peculiare stabilità delle connessioni coniche garantita sia alle componenti protesiche che di conseguenza a tutti i tessuti circostanti migliorandone dunque la salute nel tempo.

Essendo la connessione unica per tutte queste linee nei loro vari diametri, viene semplificata anche la scelta dei transfer e degli abutment protesici, migliorando le fasi di lavorazione post-chirurgiche dando la massima flessibilità all'operatore nella scelta della migliore soluzione. La saldatura a freddo della connessione conica garantisce ai tessuti duri e molli una stabilità tale da permettere la crescita in buono stato.

La strumentazione chirurgica per l'inserimento di questi impianti è identificata da un codice colore che permette la scelta delle frese in maniera agevole e intuitiva migliorando tutte le fasi di preparazione.





02.

IMPIANTI CONEXA

CONNESSIONE CONEXA

VITE PROTESICA

Ha la funzione di mettere in totale conimetria il moncone e l'impianto. Non è a rischio di rottura perché non è soggetta a carichi.

PLATFORM SWITCHING


Riduzione della perdita ossea
Stabilità estetica di lungo termine
Ostacola l'infiltrazione batterica
Migliore profilo estetico di emergenza
Distribuzione delle forze

CONNESSIONE CONICA "CONO MORSE" A 5° TOTALI


Saldatura a freddo
Elimina i micromovimenti
Elimina lo svitamento della vite passante

ESAGONO INTERNO

Garanzia di antirotazione per un'assoluta precisione del posizionamento del moncone.




UNICA CONNESSIONE CONEXA



I componenti della linea DURA-VIT CONEXA sono compatibili con tutti i diametri delle linee di impianti 3P, EV, WIDE e PTERYGO. Grazie alla speciale e unica connessione con diametro interno di 3 mm, qualsiasi moncone o pilastro scelto può essere inserito nell'impianto, indipendentemente dal diametro di quest'ultimo.

SISTEMA DI SBLOCCAGGIO

Quando due superfici coniche entrano in connessione si crea l'effetto di fusione a freddo denominato "Morse" e le due parti (impianto e moncone) si bloccano tra loro. Tale effetto può essere annullato inserendo una vite o chiave estrartrici.



CHIAVE ESTRATTRICE CORTA
INN-6161



CHIAVE ESTRATTRICE LUNGA
INN-6161L

IMPIANTI DURA-VIT CONEXA

CONO MORSE & ESAGONO INTERNO

- Precisione nel posizionamento delle componenti protesiche
- Area di contatto aumentata tra superficie implantare e abutment
- Elevata stabilità

COLLARE CON CONICITÀ INVERSA E MICRO SCANALATURA ANULARE


- Supporto ottimale dei tessuti molli
- Massimo volume dell'osso alveolare
- Minor riassorbimento crestale

SPIRA A DOPPIO FILETTO AUTOMASCHIANTE

- Doppia elica molto tagliente per profondità aumentata della spira
- Permette facile inserimento e condensazione dell'osso
- Stabilità primaria molto alta

APICE PENETRANTE

- Permette all'impianto di penetrare in siti sottopreparati
- Ancoraggio ideale


















LINEA
●
EV

PROPRIETÀ

- Ideale in osso spugnoso (D3-D4).
- Permette la condensazione.
- Ideale in siti post-estrattivi.
- Sottopreparazione del sito implantare.
- Titanio Grado 4.

LINEA • EV

	L. 6.5	L. 8	L. 10	L. 12	L. 14	L. 16
ø 4		 EV-4008	 EV-4010	 EV-4012	 EV-4014	 EV-4016
ø 4,5	 EV-4506	 EV-4508	 EV-4510	 EV-4512	 EV-4514	
ø 5	 EV-5006	 EV-5008	 EV-5010	 EV-5012	 EV-5014	

DURA-VIT CONEXA IMPLANTS

CONO MORSE & ESAGONO INTERNO

- Precisione nel posizionamento delle componenti protesiche
- Area di contatto aumentata tra superficie implantare e abutment
- Elevata stabilità

MICROFILETTATURA DEL COLLARE


- Aumenta la stabilità primaria
- Facilita l'inserimento dell' impianto
- Riduce il carico protesico verticale
- Facilita la guarigione dei tessuti gengivali

SPIRA A TRIPLO FILETTO

- Filetto con profilo smussato a 60°
- Aumenta la superficie di contatto con l'osso per una ridotta invasività
- Migliora il processo osteointegrativo

APICE "BONE FRIENDLY"

- La forma arrotondata permette il sollevamento della membrana del seno mascellare
- Riduce il rischio di perforazioni





















LINEA

•
3P

PROPRIETÀ

- Eccellente in tutti i tipi di osso (specialmente in D1-D2).
- Ottenimento di un'elevata stabilità primaria.
- Ideale in siti vicini al seno o al nervo.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche.
- Titanio Grado 4.

LINEA • 3P

	L. 6.5	L. 8	L. 10	L. 12	L. 14
ø 3.5		 3P-3508	 3P-3510	 3P-3512	 3P-3514
ø 4	 3P-4006	 3P-4008	 3P-4010	 3P-4012	 3P-4014
ø 4,5		 3P-4508	 3P-4510	 3P-4512	 3P-4514
ø 5	 3P-5006	 3P-5008	 3P-5010	 3P-5012	 3P-5014

DURA-VIT CONEXA IMPLANTS

LINEA • **WIDE**

CONO MORSE & ESAGONO INTERNO

- Precisione nel posizionamento delle componenti protesiche
- Area di contatto aumentata tra superficie implantare e abutment
- Elevata stabilità

COLLARE CON CONICITÀ INVERSA E MICRO SCANALATURA ANULARE

- Supporto ottimale dei tessuti molli
- Massimo volume dell'osso alveolare
- Minor riassorbimento crestale

SPIRA A TRIPLO FILETTO

- Filetto con profilo smussato a 60°
- Aumenta la superficie di contatto con l'osso per una ridotta invasività
- Migliora il processo osteointegrativo

APICE "BONE FRIENDLY"





















- La forma arrotondata permette il sollevamento della membrana del seno mascellare
- Riduce il rischio di perforazioni



PROPRIETÀ

- Permette il posizionamento di un impianto in un sito di estrazione premolare e molare.
- Massimizza la conservazione dell'osso e minimizza la necessità di innesto osseo.
- Titanio Grado 4.

LINEA • WIDE

	L. 6.5	L. 8	L. 10	L. 12	L. 14
ø 5.5	 WIDE-5506	 WIDE-5508	 WIDE-5510	 WIDE-5512	 WIDE-5514
ø 6	 WIDE-6006	 WIDE-6008	 WIDE-6010	 WIDE-6012	 WIDE-6014
ø 6.5	 WIDE-6506	 WIDE-6508	 WIDE-6510	 WIDE-6512	 WIDE-6514
ø 7	 WIDE-7006	 WIDE-7008	 WIDE-7010	 WIDE-7012	 WIDE-7014

COMPONENTI DI GUARIGIONE

VITE DI COPERTURA (titanio grado 5)

Utilizzata nel caso in cui si desideri coprire completamente l'impianto dopo il suo inserimento. La riapertura del sito implantare, dai 3 ai 6 mesi, comporta un successivo utilizzo della vite di guarigione. **La misura standard (INN-6053) è presente all'interno della confezione dell'impianto.**



VITE DI GUARIGIONE (titanio grado 5)

Viene utilizzata per la guarigione e il condizionamento della mucosa in caso di riapertura gengivale, opportunamente adattata mediante sutura. L'utilità di questi componenti è quello di riabilitare i tessuti molli sopra l'impianto affinché possa essere inserito il moncone protesico definitivo. Può essere sfruttata per una chirurgia a una o a due sessioni.

Le componenti sono marchiate a laser per un facile riconoscimento di diametro e lunghezza.



SERRAGGIO: controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

COMPONENTI DA IMPRONTA

TRANSFER A STRAPPO

Per l'uso dei portaimpronte standard con tecnica a **cucchiaino chiuso** con inserimento a pressione. Per questo tipo di transfer è importante utilizzare materiali resistenti allo strappo.




TRANSFER
Confezione da 3 pz.
INN-00306

FACILITY TRANSFER


Per l'uso dei portaimpronte standard con tecnica a **cucchiaino chiuso** avvitando il transfer all'interno dell'impianto e posizionando la cappetta in plastica in posizione sarà possibile ottenere un chiaro posizionamento nell'impronta.



CAPPETTA IN PLASTICA
Confezione da 2 pz.
INN-00507




SET CORTO
transfer metallico con cappetta in plastica
INN-00506
Il codice include la vite transfer INN-6050




SET LUNGO
transfer metallico con cappetta in plastica
INN-00506L
Il codice include la vite transfer INN-6050

PICK-UP TRANSFER

Per l'uso dei portaimpronte aperti con tecnica a **cucchiaino aperto** avvitando il transfer all'interno dell'impianto sarà possibile ottenere un chiaro posizionamento nell'impronta.



SET TRANSFER RUOTANTE
transfer metallico
INN-00601
Il codice include la vite transfer INN-00608



SET TRANSFER CORTO CON ESAGONO
transfer metallico
INN-00600
Il codice include la vite transfer INN-00608



SET TRANSFER LUNGO CON ESAGONO
transfer metallico
INN-00600L
Il codice include la vite transfer INN-00608L

ANALOGO

Gli analoghi riproducono la forma e la connessione implantare all'interno del modello, vanno posizionati con cura sui transfer all'interno dell'impronta prima di procedere alla colatura del modello.



ANALOGO
INN-00585



ANALOGO STANDARD 3D
3D-00585
Il codice include la vite 3D-02




COMPONENTI PROTESICI PROVVISORI

TRY-INN ABUTMENTS KIT

Try-Inn abutments Kit aiuta gli odontotecnici a selezionare l'abutment in titanio più appropriato, in base all'inclinazione e all'altezza transmucosale dell'impianto che è stato inserito.

CARATTERISTICHE

- Facilità di utilizzo
- Codificato per colori e ben marcato, facilmente leggibile per agevolare la scelta degli abutments.
- Facili da maneggiare grazie all'aletta in plastica.
- Corretto posizionamento dei TRY-Inn abutments verificato dal preciso feedback dalla connessione protesica.
- Try-Inn Abutments sono in materiale polimerico sterilizzabile.



TRY-INN KIT

000.07

La confezione contiene 3 pezzi di ogni codice.

Sul retro della confezione sono indicati i codici degli abutment ø 5 corrispondenti per agevolare l'ordine.

MONCONI PROVVISORI IN PEEK

Gli abutments in peek sono progettati come monconi provvisori facilmente personalizzabili sia sul momento dal dottore sia in laboratorio dal tecnico e sono utilizzabili per:

- Carico immediato.
 - Gestione dei tessuti molli in aree estetiche.
 - Ritenzione provvisoria di corone cementate o avitate.
- Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Realizzati in PEEK, estremamente facili da adattare e modificare.
- Colore neutro per un'estetica ottimale.
- Totalmente privi di materiale metallico.
- Connessione Conexa.

NOTA IMPORTANTE

La corretta posizione dei monconi angolati può essere controllata tenendo conto che l'esagono esterno della chiave è in fase con l'esagono interno.



SERRAGGIO: controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12




PEEK KIT


000.08

La confezione contiene 1 pezzo per ogni codice.


Il codice include la vite INN-6050



Il codice include la vite INN-6050



Il codice include la vite INN-6050



MONCONI PROVVISORI IN TITANIO

Monconi per protesizzazioni temporanee cementate, facilmente personalizzabili.

I monconi non ruotanti sono utilizzati per:

- Corone provvisorie singole;
- Ponti provvisori cementati.

I monconi ruotanti sono utilizzati nei ponti provvisori avvitati.

- Piccolo diametro per spazi interdentali.
- Realizzati in titanio per un preciso accoppiamento e un'elevata stabilità.

Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Facilmente personalizzabili sia sul momento dal dottore sia in laboratorio dal tecnico.
- Connessione Conexa.

NOTA IMPORTANTE

- Non utilizzare per un periodo superiore ai 180 giorni.
- Posizionare le ricostruzioni provvisorie in sotto occlusione.
- Non accorciare più di 6 mm con strumenti e tecniche standard.



MONCONI SENZA SPALLA

Monconi per protesizzazioni cementate o saldate, facilmente personalizzabili.

Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Facilmente personalizzabili sia sul momento dal dottore sia in laboratorio dal tecnico.
- Moncone per saldatura in titanio grado 4.
- Connessione Conexa.



COMPONENTI PROTESICI DEFINITIVI

MONCONI UCLA

I monconi UCLA possono essere usati per:

- Sovrafusioni.
- Protesi cementate.
- Protesi avvitate.


Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Completamente personalizzabile.
- Connessione Conexa.

NON RUOTANTI DRITTI

Il codice include la vite INN-6050



INN-6048CC
Cr-Co

RUOTANTI DRITTI

Il codice include la vite INN-6050



INN-6048CC/R
Cr-Co

NOTA IMPORTANTE

-Usare l'abutment calcinabile solo in casi di estremo disparallelismo.



SERRAGGIO: controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

MONCONI IN TITANIO DRITTI

Sono componenti in titanio utilizzati principalmente per protesi cementate nelle zone frontali.

Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE


- Minore necessità di ritocco grazie ai margini preparati della mucosa.
- Diverse altezze tras mucose per adattarsi ai vari profili.
- Forma cilindrica simile al profilo emergente di un dente naturale.
- Connessione Conexa.

NOTA IMPORTANTE

- NON indicati per rivestimenti diretti con ceramica.
- NON accorciare oltre i 3 mm sopra il margine mucosale.
- NON posizionare limite del cemento oltre i 2 mm al di sotto del livello mucosale.
- Si raccomanda di utilizzare una nuova vite per l'inserimento dell'abutment.


DIAMETRO 4 mm

Il codice include la vite INN-6050




DIAMETRO 5 mm

Il codice include la vite INN-6050



DIAMETRO 6 mm

Il codice include la vite INN-6050



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12



MONCONI IN TITANIO ANGOLATI

Sono componenti in titanio utilizzati principalmente per zone frontali per protesi cementata.

Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Minore necessità di ritocco grazie ai margini preparati della mucosa.
- Diverse altezze tras mucose per adattarsi ai vari profili.
- Forma cilindrica simile al profilo emergente di un dente naturale.
- Connessione Conexa.


NOTA IMPORTANTE

- NON indicati per rivestimenti diretti con ceramica.
- NON accorciare oltre i 3 mm sopra il margine mucosale.
- NON posizionare limite del cemento oltre i 2 mm al di sotto del livello mucosale.
- Si raccomanda di utilizzare una nuova vite per l'inserimento dell'abutment.

DIAMETRO 4 mm

Il codice include la vite INN-6050

ANGOLATI 15°




DIAMETRO 5 mm

Il codice include la vite INN-6050

ANGOLATI 15°




ANGOLATI 25°




DIAMETRO 6 mm

Il codice include la vite INN-6050

ANGOLATI 15°



ANGOLATI 25°



COMPONENTI SCAN

Gli scan sono componenti per la presa delle impronte con gli scanner intraorali digitali.

Gli scancap vanno inseriti al di sopra dei TI-link adeguatamente posizionati in bocca, mentre gli scanbody vanno connessi direttamente all'impianto.



SCANCAP
INN-SCAN
da usare con Ti-Link



SCANBODY
INN-SCAN-3-NR
Il codice include la vite
INN-6050

NOTA IMPORTANTE

Per l'uso di questi componenti è necessario predisporre delle librerie B&B Dental all'interno del proprio software di progettazione. Richiedere le librerie B&B Dental scrivendoci una e-mail.

TI-LINK 3P/EV/WIDE

Sono componenti in titanio utilizzati principalmente per protesi cementate con l'ausilio di tecnologie digitali.


Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Minore necessità di ritocco grazie ai margini preparati della mucosa.
- Diverse altezze tras mucose per adattarsi ai vari profili.
- Forma cilindrica simile al profilo emergente di un dente naturale.
- Connessione Conexa.

Il codice include la vite INN-6050

BASE NON ROTANTE



INN-00652/05


INN-00652

INN-00652/2

INN-00652/3

Il codice include la vite INN-6050

BASE ROTANTE



INN-00651/0.5

INN-00651

INN-00651/2

INN-00651/3

CILINDRO CALCINABILE



INN-0430

PREMILLED

I premilled sono basi per la costruzione di monconi fresati personalizzati. Questi componenti sono caratterizzati dalla connessione Conexa certificata B&B Dental.

ANALOGHI 3D

Gli analoghi 3D permettono l'avvitamento e svitamento delle stesse dai modelli all'interno dei quali sono stati posizionati.

TI BASE CEREC® (LINEA L)

Sono componenti in titanio utilizzati per protesi cementate e avvitate con l'ausilio di tecnologie digitali. Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Base in titanio.
- Protesi completamente personalizzate.
- Utilizzo tecnologia CAD/CAM per la produzione di monconi in zirconio da incollare sopra il pilastro centrale.
- Connessione Conexa.



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

PREMILLED MEDENTIKA

Il codice include la vite INN-6050

disponibili su richiesta anche per Holder NT-trading e Des



INN-CF5123 Titanio
INN-CB512 Cromo Cobalto



INN-CF5125 Titanio
INN-CB5125 Cromo Cobalto



ANALOGO STANDARD 3D
3D-00585

Il codice include la vite 3D-02

Il codice include la vite INN-6050




INN-00655



INN-00655/2



INN-00655/3




NOTA:

Gli Scanbody vengono inseriti su ScanPost e TiBase per l'acquisizione ottica dell'impianto. La cappetta grigia viene utilizzata con il sistema omnicam. La cappetta bianca viene utilizzata con sistema bluecam. Sono disponibili in due connessioni S (codice: 6431295) e L (codice: 6431303).


MULTI USE ABUTMENTS

MULTI-USE ABUTMENTS DRITTI

I multi-use abutments dritti vanno fissati direttamente all'impianto utilizzando un multi-use driver (manuale o in connessione a un cricchetto).



STRUMENTI MUA DRITTI




POSIZIONATORE
MULTI-USE ABUTMENTS
ANGOLATI
023-MUA

CHIAVE A CRICCHETTO PER
MULTI-USE ABUTMENTS DRITTI
E ATTACCHI A SFERA
INN-00637






CHIAVE MANUALE PER
MULTI-USE ABUTMENTS DRITTI
E ATTACCHI A SFERA
00440M



MULTI-USE ABUTMENTS ANGOLATI

I multi-use abutments angolati a 17 e 30 gradi aiutano a raggiungere il parallelismo in caso di impianti con diverse inclinazioni. Facile connessione all'impianto utilizzando un trasportatore preassemblato (Ref. 023MUA). Successivamente vengono fissati da una vite protesica.




STRUMENTI MUA ANGOLATI

Il posizionatore serve a portare il moncone MUA in posizione in maniera agevole per poter inserire la vite primaria.

I monconi multi-use sfruttano una connessione conica superiore sulla quale vanno avvitati monconi della linea MUA per realizzare:

- Ponti avvitati.
- Protesi all-on-4 e all-on-6.
- Barre su impianti con protesi.



SERRAGGIO: controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

VITE DI GUARIGIONE

Viene utilizzata per la guarigione e il condizionamento della mucosa al di sopra dei monconi MUA. La funzione di questi componenti è quello di riabilitare i tessuti molli sopra l'impianto affinché possa essere inserito il moncone protesico definitivo.




**VITE DI
GUARIGIONE**
INN-6030

TRANSFERS

Il transfer va applicato sopra al moncone MUA per registrare la posizione in maniera precisa, in questo caso utilizzare l'analogo MUA.




**TRANSFER
CUCCHIAIO CHIUSO**
INN-00611




TRANSFER CUCCHIAIO APERTO
INN-00610
Il codice include la vite INN-00612

Il codice include la vite INN-6051



**MONCONE
PROVVISORIO**
INN-5144



**MONCONE
CALCINABILE**
INN-5145

MONCONI PER MUA

Questi monconi vanno fissati al di sopra dei MUA per la realizzazione di strutture.

ANALOGO

Gli analoghi riproducono la forma e la connessione implantare all'interno del modello, vanno posizionati con cura sui transfer all'interno dell'impronta prima di procedere alla colatura del modello.



ANALOGO MUA
INN-00586



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

STRUMENTI DIGITALI MUA

I componenti digitali sono specificamente ideati per essere usati con scanner e stampanti. Richiedere le librerie inviando una e-mail.

SCAN PER MUA


Lo scan MUA è uno strumento non rotante per rilevare le impronte con l'uso d'scanner intraorali.



**SCAN MUA
NON ROTANTE
SCAN-MUA**
Il codice include la vite INN-6051

TI-LINK BASI PER MUA

Le basi MUA vengono fornite in due diverse altezze per permettere la realizzazione di corone con il foro vite dritto.



TI-LINK PER MUA
3D-5144 3D-5145

Il codice include la vite INN-6051

TI-LINK BASI PER MUA PER FORO INCLINATO

Viene fornito per permettere la realizzazione di corone con il foro vite angolato.



COMPONENTI PER FORI INCLINATI
3D-5143

Il codice include la vite 3D-14

CHIAVI PER FORI INCLINATI

Queste chiavi sono progettate per poter avvitare e svitare le viti con fori inclinati (cod. 3D-14).



CORTA
3D-17018

MEDIA
3D-17024

LUNGA
3D-17032

ANALOGHI 3D

Gli analoghi 3D permettono l'avvitamento e svitamento delle stesse dai modelli all'interno dei quali sono stati posizionati.



ANALOGO MUA
3D-00586
Il codice include la vite 3D-02

NOTA IMPORTANTE

Per l'uso di questi componenti è necessario predisporre delle librerie B&B Dental all'interno del proprio software di progettazione. Richiedere le librerie B&B Dental scrivendoci una e-mail.

SISTEMA DI ANCORAGGIO FLAT

MONCONI FLAT

I monconi flat si avvitano direttamente sull'impianto e sono ideali per la ricostruzione di intere arcate in quanto il design permette flessibilità nella situazione clinica in cui gli impianti non sono paralleli tra loro, mantenendo l'asse di ritiro per gli impianti convergenti e divergenti oltre i 15°. Questi monconi permettono di simulare la connessione esterna.

- Protesi avvitata.
- Protesi a barra su impianti.
- Carico immediato.

CARATTERISTICHE

- Permettono di produrre protesi stabili.
- Adatto a zone estetiche.

NOTA IMPORTANTE

Non utilizzare nei casi in cui vi sia una divergenza fra impianti superiore a 15°



**CHIAVE CORTA
SENZA MOLLA
00578/S**



**FLAT
INN-00669**



**FLAT
INN-00669/3**



**FLAT
INN-00669/4**

VITE DI GUARIGIONE

Viene utilizzata per la guarigione e il condizionamento della mucosa al di sopra dei monconi FLAT. La funzione di questi componenti è quello di riabilitare i tessuti molli sopra l'impianto.



**VITE DI
GUARIGIONE
INN-00733**

TRANSFERS

Il transfer va applicato sopra al moncone FLAT per registrare la posizione in maniera precisa, in questo caso utilizzare l'analogo FLAT.



**TRANSFER
CUCCHIAIO CHIUSO
INN-00737**

ANALOGO


Gli analoghi riproducono la forma e la connessione implantare all'interno del modello, vanno posizionati con cura sui transfer all'interno dell'impronta prima di procedere alla colatura del modello.



**ANALOGO
FLAT
INN-00736**

MONCONI PER FLAT

Questi monconi vanno fissati al di sopra dei FLAT per la realizzazione di strutture.



**CILINDRO
CALCINABILE
INN-00687**
Il codice include la vite
INN-00690

**CILINDRO
IN TITANIO
INN-00687/1**
Il codice include la vite
INN-00690

STRUMENTI DIGITALI FLAT

I componenti digitali sono specificamente ideati per essere usati con scanner e stampanti. Richiedere le librerie inviando una e-mail.

SCAN PER FLAT

Lo scan FLAT è uno strumento ruotante per rilevare le impronte con l'uso di scanner intraorali.



**SCAN FLAT
SCAN-FLAT**
Il codice include la vite INN-00690

TI-LINK BASI PER FLAT

Le basi FLAT sono utili all'ancoraggio delle corone al di sopra dei FLAT, non essendoci un indice geometrico sono basi rotanti.




**BASE FLAT
3D-00687/2**
Il codice include la vite INN-00690

TI-LINK BASI PER FLAT PER FORO INCLINATO

Viene fornito per permettere la realizzazione di corone con il foro vite angolato.



La base cod. 3D-00687/1 può essere utilizzata per fori inclinati acquistando separatamente la vite cod. 3D-16



**BASE FLAT PER FORI INCLINATI
3D-00687/1**
Il codice include la vite INN-00690

ANALOGHI 3D

Gli analoghi 3D permettono l'avvitamento e svitamento delle stesse dai modelli all'interno dei quali sono stati posizionati.



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12



**ANALOGO FLAT
3D-00736**
Il codice include la vite 3D-02

SISTEMA DI ANCORAGGIO SFERICO


MONCONI SFERICI

Questi monconi permettono il fissaggio delle protesi mobili in mandibola e in mascella.

CARATTERISTICHE

- Compensazione di divergenze tra due impianti fino a 20°.
- Altezza minima della componente per spazio occlusale limitato.
- Eccellenti prestazioni a lungo termine grazie alla resistenza all'usura delle componenti.

PILASTRO A SFERA Ø 2,3



ACCESSORI DA IMPRONTA E LABORATORIO




**ANALOGO
O-BALL**
INN-00623



TRANSFER
INN-00625

Ø 2.3 CAPPETTE IN PLASTICA E MATRICI PROTESICHE IN METALLO

NOTA BENE: La matrice protesica in metallo contiene al suo interno la cappetta in plastica.




Ø 2.3 SOLO CAPPETTE IN PLASTICA

6 pezzi per confezione

OT EQUATOR

SET COMPLETO

- 1 Abutment ancorante
- 1 Contenitore inox per cappette
- 1 Cappetta viola ritenzione strong
- 1 Cappetta bianca ritenzione standard
- 1 Cappetta rosa ritenzione soft
- 1 Cappetta gialla ritenzione extra-soft
- 1 Cappetta nera da laboratorio



CAPPETTE CON CONTENITORE IN METALLO



CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
330SBE



CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
141CAE (2 pezzi)



CAPPETTE VIOLA (RITENZIONE STRONG)
140CEV (4 pezzi)



CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)
140CET (4 pezzi)



CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
140CER (4 pezzi)



CAPPETTE GIALLE (RITENZIONE EXTRASOFT)
140CEG (4 pezzi)

ACCESSORI DA LABORATORIO



CAPPETTE DA LABORATORIO NERE
140CEN (4 pezzi)



COPING DA IMPRONTA
144MTE (2 pezzi)



ANALOGHI DA LABORATORIO
144AE (2 pezzi)




COPING A STRAPPO
044CAIN (2 pezzi)

STRUMENTI CHIRURGICI E CHIAVI



1 INSERITORE PER CAPPETTE IN METALLO
185IAC



1 INSERITORE BLU MULTIUSO
124ICP



1 CHIAVE QUADRA PER CONTRANGOLO
760CE



1 CHIAVE PER OT EQUATOR PER ABUTMENT IN TITANIO (QUADRATO 1,25MM)
774CHE



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

03.

IMPIANTI A DIAMETRO RIDOTTO



IMPIANTI A DIAMETRO RIDOTTO



Gli impianti DURA-VIT SLIM grazie ai diametri ridotti permettono di gestire i casi con cresta ossea limitata sfruttando tutti i vantaggi e le peculiarità delle superfici e delle fisionomie degli impianti B&B Dental. Gli impianti della linea SLIM sono dotati di una connessione propria. La linea SLIM è completa di transfer e componenti chirurgici e protesici per un uso facile e un protocollo chiaro.

IMPIANTI DURA-VIT SLIM

SLIM Ø3,4

CONNESSIONE CONICO ESAGONALE SENZA CONO MORSE

- Precisione nel posizionamento delle componenti protesiche
- Scelte ottimali nel rispetto del parallelismo
- Area di contatto aumentata tra superficie implantare e abutment
- Elevata stabilità

COLLARE CON CONICITÀ INVERSA E MICRO SCANALATURA ANULARE

- Supporto ottimale dei tessuti molli
- Massimo volume dell'osso alveolare
- Minor riassorbimento crestale

SPIRA A DOPPIO FILETTO AUTOMASCHIANTE

- Doppia elica molto tagliente per profondità aumentata della spirale
- Permette facile inserimento e condensazione dell'osso
- Stabilità primaria molto alta

APICE PENETRANTE

- Permette all'impianto di penetrare in siti sottopreparati
- Ancoraggio ideale

SLIM Ø3,0

MICROFILETTATURA DEL COLLARE


- Aumenta la stabilità primaria
- Facilita l'inserimento dell' impianto
- Riduce il carico protesico verticale
- Facilita la guarigione dei tessuti gengivali

SPIRA A TRIPLO FILETTO

- Filetto con profilo smussato a 60°
- Aumenta la superficie di contatto con l'osso per una ridotta invasività
- Migliora il processo osteointegrativo

PUNTA APPUNTITA

- Non adatto a siti vicini al seno o al nervo.



PROPRIETÀ


















IMPIANTO SLIM Ø 3,4

- Ideale in osso spugnoso (D3-D4).
- Permette la condensazione.
- Ideale in siti post-estrattivi.
- Sottopreparazione del sito implantare.
- Titanio Grado 4.

IMPIANTO SLIM Ø 3,0

- Eccellente in tutti i tipi di osso (specialmente in D1-D2).
- Ottenimento di un'elevata stabilità primaria.
- Non adatto a siti vicini al seno o al nervo.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche.
- Titanio Grado 5.

LINEA • SLIM

 ø 3.4	L. 8		SL-3408	L. 10		SL-3410	L. 12		SL-3412	L. 14		SL-3414
	L. 8		3P-3008	L. 10		3P-3010	L. 12		3P-3012	L. 14		3P-3014
	L. 8		3P-3008	L. 10		3P-3010	L. 12		3P-3012	L. 14		3P-3014
	L. 8		3P-3008	L. 10		3P-3010	L. 12		3P-3012	L. 14		3P-3014


NOTA IMPORTANTE

DURA-VIT SLIM ø3.4 e ø3 richiedono le stesse componenti protesiche. Si noti che differiscono dalle linee di impianti EV, 3P e WIDE. La componente secondaria delle viti e gli analoghi di questa linea sono diversi dalle linee EV, 3P e Wide.

COMPONENTI DI GUARIGIONE E DA IMPRONTA

VITI DI GUARIGIONE (titanio grado 5)

La funzione di questi componenti è quella di riabilitare i tessuti molli intorno all'impianto in modo che successivamente possa essere inserito il moncone definitivo. **Le componenti sono marchiate a laser per un facile riconoscimento di diametro e lunghezza.**



FACILITY TRANSFER

Per l'uso dei portaimpronte standard con tecnica a **cucchiaino chiuso** avvitando il transfer all'interno dell'impianto e posizionando la cappetta in plastica in posizione sarà possibile ottenere un chiaro posizionamento nell'impronta.



CAPPETTA IN PLASTICA
Confezione da 2 pz.
INN-00507

SET CORTO
transfer metallico con cappetta
in plastica 00355
Il codice include la vite
transfer 00358/V

PICK-UP TRANSFER (SLIM)

Per l'uso dei portaimpronte aperti con tecnica a **cucchiaino aperto** avvitando il transfer all'interno dell'impianto sarà possibile ottenere un chiaro posizionamento nell'impronta.




SET TRANSFER CON ESAGONO
00600TR

VITE TRANSFER
00600TR/V

ANALOGO

Gli analoghi riproducono la forma e la connessione implantare all'interno del modello, vanno posizionati con cura sui transfer all'interno dell'impronta prima di procedere alla colatura del modello.



ANALOGO
00097AN/1

ANALOGO 3D
3D-0097AN/1


COMPONENTI PROTESICI

MONCONI IN TITANIO Ø 4

Sono componenti in titanio utilizzati principalmente per zone frontali per protesi cementata. Questi monconi NON vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Minore necessità di ritocco grazie ai margini preparati della mucosa.
- Diverse altezze tras mucose per adattarsi ai vari profili.
- Forma cilindrica simile al profilo emergente di un dente naturale.



NOTA IMPORTANTE

La corretta posizione dei monconi angolati può essere controllata tenendo conto che l'esagono esterno della chiave è in fase con l'esagono interno.



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12


MONCONE PROVVISORIO SLIM IN PEEK

Questi monconi vanno utilizzati con la tecnica a cera persa.

CARATTERISTICHE

- Massima adattabilità.
- Possibilità di personalizzare il profilo d'emergenza e l'adattamento al margine del contorno gengivale per risultati estetici ottimali.

Il codice include la vite 00358/V



SL-2081P


MONCONE CALCINABILE Ø 4

Questi monconi vanno utilizzati con la tecnica a cera persa.

CARATTERISTICHE

- Massima adattabilità.
- Possibilità di personalizzare il profilo d'emergenza e l'adattamento al margine del contorno gengivale per risultati estetici ottimali.

Il codice include la vite 00358/V



00358CA

STRUMENTI DIGITALI SLIM

TI BASE CEREC® (LINEA S)

Sono componenti in titanio utilizzati per protesi cementate e avvitate con l'ausilio di tecnologie digitali.

Questi monconi vanno in assemblamento conico.

CARATTERISTICHE

- Base in titanio.
- Protesi completamente personalizzate.
- Utilizzo tecnologia CAD/CAM per la produzione di monconi in zirconio da incollare sopra il pilastro centrale.

Il codice include la vite 00358/V



00655



NOTA:

Gli Scanbody vengono inseriti su ScanPost e TiBase per l'acquisizione ottica dell'impianto. La cappetta grigia viene utilizzata con il sistema omnicam. La cappetta bianca viene utilizzata con sistema bluecam. Sono disponibili in due connessioni S (codice: 6431295) e L (codice: 6431303).



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

COMPONENTI SCAN SLIM

I componenti digitali sono specificamente ideati per essere usati con scanner e stampanti. Richiedere le librerie inviando una e-mail.

TI-LINK SLIM

Sono componenti in titanio utilizzati principalmente per protesi cementate con l'ausilio di tecnologie digitali.

CARATTERISTICHE

- Minore necessità di ritocco grazie ai margini preparati della mucosa.
- Diverse altezze tras mucose per adattarsi ai vari profili.
- Forma cilindrica simile al profilo emergente di un dente naturale.

CILINDRO CALCINABILE



SL-0524

PREMILLED

I premilled sono basi per la costruzione di monconi fresati personalizzati. Questi componenti sono caratterizzati dalla connessione certificata B&B Dental.

ANALOGHI 3D

Gli analoghi 3D permettono l'avvitamento e svitamento delle stesse dai modelli all'interno dei quali sono stati posizionati.

NOTA IMPORTANTE

Per l'uso di queste componenti è necessario predisporre delle librerie B&B Dental all'interno del proprio software di progettazione. Richiedere le librerie B&B Dental scrivendoci una e-mail.




SCANCAP
SL-SCAN
da usare con Ti Link



SCANBODY
SL-SCAN-2-NR
Il codice include la vite 00358/V

Il codice include la vite 00358/V


BASE NON ROTANTE



00652 00652/1 00652/2 00652/3

Il codice include la vite 00358/V

BASE ROTANTE



00652/R 00652/1R 00652/2R 00652/3R

Il codice include la vite 00358/V

disponibili su richiesta anche per Holder NT-trading e Des

PREMILLED MEDENTIKA



SL-CF2122 Titanio
SL-CB2122 Cromo Cobalto



SL-CF2124 Titanio
SL-CB2124 Cromo Cobalto

Il codice include la vite 3D-02



ANALOGO SLIM 3D
3D-0097AN/1

SISTEMA DI ANCORAGGIO FLAT

MONCONI FLAT

I monconi flat si avvitano direttamente sull'impianto e sono ideali per la ricostruzione di intere arcate in quanto il design permette flessibilità nella situazione clinica in cui gli impianti non sono paralleli tra loro, mantenendo l'asse di ritiro per gli impianti convergenti e divergenti oltre i 15°. Questi monconi permettono di simulare la connessione esterna.

- Protesi avvitata.
- Protesi a barra su impianti.
- Carico immediato.

CARATTERISTICHE


- Permettono di produrre protesi stabili.
- Adatto a zone estetiche.

NOTA IMPORTANTE


Non utilizzare nei casi in cui vi sia una divergenza fra impianti superiore a 15°




**CHIAVE CORTA
SENZA MOLLA
00578/S**



**FLAT
SL-00669**



**FLAT
SL-00669/3**



**FLAT
SL-00669/4**

VITE DI GUARIGIONE

Viene utilizzata per la guarigione e il condizionamento della mucosa al di sopra dei monconi FLAT. La funzione di questi componenti è quello di riabilitare i tessuti molli sopra l'impianto.



**VITE DI
GUARIGIONE
INN-00733**

TRANSFERS

Il transfer va applicato sopra al moncone FLAT per registrare la posizione in maniera precisa, in questo caso utilizzare l'analogo FLAT.



**TRANSFER
CUCCHIAIO CHIUSO
INN-00737**

ANALOGO


Gli analoghi riproducono la forma e la connessione implantare all'interno del modello, vanno posizionati con cura sui transfer all'interno dell'impronta prima di procedere alla colatura del modello.



**ANALOGO
FLAT
INN-00736**

MONCONI PER FLAT

Questi monconi vanno fissati al di sopra dei FLAT per la realizzazione di strutture.



STRUMENTI DIGITALI FLAT

I componenti digitali sono specificamente ideati per essere usati con scanner e stampanti. Richiedere le librerie inviando una e-mail.

SCAN PER FLAT

Lo scan FLAT è uno strumento ruotante per rilevare le impronte con l'uso di scanner intraorali.




TI-LINK BASI PER FLAT

Le basi FLAT sono utili all'ancoraggio delle corone al di sopra dei FLAT, non essendoci un indice geometrico sono basi rotanti.



TI-LINK BASI PER FLAT PER FORO INCLINATO

Viene fornito per permettere la realizzazione di corone con il foro vite angolato.



ANALOGHI 3D

Gli analoghi 3D permettono l'avvitamento e svitamento delle stesse dai modelli all'interno dei quali sono stati posizionati.



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12



SISTEMA DI ANCORAGGIO SFERICO

MONCONI SFERICI


Questi monconi permettono il fissaggio delle protesi mobili in mandibola e in mascella.

Inoltre è previsto l'utilizzo di specifici strumenti chirurgici, adatti anche al posizionamento dei DURA-VIT MINI IMPLANT.

CARATTERISTICHE

- Compensazione di divergenze tra due impianti fino a 20°.
- Altezza minima della componente per spazio occlusale limitato.
- Eccellenti prestazioni a lungo termine grazie alla resistenza all'usura delle componenti.

PILASTRO A SFERA Ø 1,8



00589/1

00589/2

00589/3

STRUMENTI CHIRURGICI E DA LABORATORIO



CHIAVE A FARFALLA
MD-3002



CHIAVE PER CRICCHETTO (Corta)
MD-3003S



CHIAVE PER CRICCHETTO (Lunga)
MD-3003L



ANALOGO SFERICO
MD-3007

Ø 1.8 CAPPETTE IN PLASTICA E MATRICI PROTESICHE IN METALLO

Le matrici protesiche sono disponibili in tre differenti ritenzioni, le quali sono ottenute attraverso l'uso di specifici o-ring e apposite matrici in metallo.

NOTA BENE: La matrice protesica in metallo viene venduta singolarmente, senza essere provvista di cappetta in plastica al suo interno.



RITENZIONE BASSA
MD-3004/1



RITENZIONE MEDIA
MD-3004



RITENZIONE ALTA
MD-3004/2



ELASTIC
049PCM (6 pezzi)



SOFT
040CRM SN (6 pezzi)



O-RING (GRANDE)
MD-3005/1 (5 pezzi)



O-RING (PICCOLO)
MD-3005 (5 pezzi)



EXTRA SOFT
060CRM AY (6 pezzi)



MATRICE IN METALLO
041CAM (2 pezzi)




+


OT EQUATOR

SET COMPLETO

- 1 Abutment ancorante
- 1 Contenitore inox per cappette
- 1 Cappetta viola ritenzione strong
- 1 Cappetta bianca ritenzione standard
- 1 Cappetta rosa ritenzione soft
- 1 Cappetta gialla ritenzione extra-soft
- 1 Cappetta nera da laboratorio



CAPPETTE CON CONTENITORE IN METALLO



CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
330SBE



CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
141CAE (2 pezzi)



CAPPETTE VIOLA (RITENZIONE STRONG)
140CEV (4 pezzi)



CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)
140CET (4 pezzi)



CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
140CER (4 pezzi)



CAPPETTE GIALLE (RITENZIONE EXTRASOFT)
140CEG (4 pezzi)

ACCESSORI DA LABORATORIO



CAPPETTE DA LABORATORIO NERE
140CEN (4 pezzi)



COPING DA IMPRONTA
144MTE (2 pezzi)



ANALOGHI DA LABORATORIO
144AE (2 pezzi)




COPING A STRAPPO
044CAIN (2 pezzi)

STRUMENTI CHIRURGICI E CHIAVI



1 INSERITORE PER CAPPETTE IN METALLO
185IAC



1 INSERITORE BLU MULTIUSO
124ICP



1 CHIAVE QUADRA PER CONTRANGOLO
760CE



1 CHIAVE PER ABUTMENT IN TITANIO (QUADRATO 1,25MM)
774CHE



SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 12

KIT E STRUMENTI CHIRURGICI

▲ SISTEMA DI ANCORAGGIO SFERICO

Lo studio e la cura che B&B Dental pone nella realizzazione degli impianti sono applicati anche nella preparazione degli strumenti essenziali per la preparazione dell'osteotomia e l'inserimento dell'impianto. Gli strumenti possono essere venduti separatamente ma vengono allestiti in kit dedicati alle principali linee e tecniche della linea DURA-VIT per dare la sicurezza di avere lo strumentazione necessario per operare in sicurezza su qualsiasi evenienza clinica. Occorre sempre tenere con cura, testarne il corretto funzionamento, il grado di usura e valutarne il cambio degli strumenti per mantenere in ottimo funzionamento i kit ed operare in totale sicurezza.





04.

KIT E STRUMENTI

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA PER 3P/EV/SL -LINEA DURA-VIT

CHIAVE PER INSERIMENTO IMPIANTI SLIM

PREPARATORI DI SPALLA

CHIAVI PER INSERIMENTO IMPIANTI 3P, EV, WIDE

INDICATORI DI DIREZIONE

CHIAVI PER VITI PROTESICHE

CHIAVE MANUALE

ALLUNGATORE CHIRURGICO

FRESA LANCIA

CHIAVE ESTRATTRICE LUNGA

CRICCHETTO UNIVERSALE

FRESE CONICHE

COMPATTATORI

STOP

B&B DENTAL IMPLANT COMPANY



REF. 3P-00092SC

Allungatore chirurgico	Ref. 00236N	Stop metallico L. 9,0 mm	Ref. STOP07
Fresa lancia	Ref. 147-021	Stop metallico L. 10 mm	Ref. STOP02
Fresa di profondità Ø 2,1	Ref. 00074CUT	Stop metallico L. 11 mm	Ref. STOP08
Fresa conica Ø 3,0	Ref. 00075CUT	Stop metallico L. 12 mm	Ref. STOP03
Fresa conica Ø 3,5	Ref. 3P-35CUT	Stop metallico L. 13 mm	Ref. STOP09
Fresa conica Ø 4,0	Ref. 3P-40CUT	Stop metallico L. 14 mm	Ref. STOP04
Fresa conica Ø 4,5	Ref. 3P-45CUT	Indicatori di direzione (3 pz)	Ref. 00441T
Fresa conica Ø 5,0	Ref. 3P-50CUT	Montatore a cricchetto SLIM (Lungo)	Ref. 00578/L
Compattatore-Espansore Ø 2,1	Ref. 201-3P	Chiave a contrangolo (Corta)	Ref. INN-00581
Compattatore-Espansore Ø 3,0	Ref. 281-3P	Chiave a contrangolo (Lunga)	Ref. INN-581/L
Compattatore-Espansore Ø 3,5	Ref. 331-3P	Montatore a cricchetto (Lungo)	Ref. INN-00590/2
Compattatore-Espansore Ø 4,0	Ref. 381-3P	Montatore a cricchetto (Corto)	Ref. INN-00590/1
Compattatore-Espansore Ø 4,5	Ref. 431-3P	Chiave protesica (Lunga)	Ref. INN-61000L
Compattatore-Espansore Ø 5,0	Ref. 481-3P	Chiave protesica (Corta)	Ref. INN-61000
Preparatore di spalla Ø 3,0/3,4	Ref. NECK-334	Cricchetto universale	Ref. 00376
Preparatore di spalla Ø 3,5/4,0	Ref. NECK-354	Chiave manuale dritta	Ref. 3P-00090CM
Preparatore di spalla Ø 4,5/5,0	Ref. NECK-455	Chiave estratrice (Lunga)	Ref. INN-6161L
Stop metallico L. 6,5 mm	Ref. STOP06		
Stop metallico L. 8,0 mm	Ref. STOP01		

STRUMENTAZIONE CHIRURGICA RIDOTTA PER 3P/EV/SL -LINEA DURA-VIT

PREPARATORI DI SPALLA

CHIAVE PER INSERIMENTO IMPIANTI SLIM

CHIAVI PER INSERIMENTO 3P, EV E WIDE

CHIAVI PER VITI PROTESICHE

CRICCHETTO UNIVERSALE

IMPLANT DRIVERS
SL LONG SHORT

SCREW DRIVERS
LONG SHORT

COUNTERSINK DRILL
ø3.0/3.4 ø3.5/4.0 ø4.5/5.0

EXTENDER

DIRECTOR INDICATOR

DRILLS
SL ø3.0 SL ø3.4 3P ø3.5 EV ø4.0 3P ø4.0 EV ø4.5 3P ø4.5 EV ø5.0 3P ø5.0

EXTRACTOR

LANCE ø2.1

DRILL DRILL

STOPS
6.5 8.0 10 12

FRESE CONICHE

FRESA LANCIA

FRESA Ø 2.1

STOP
2 4 8 10

ALLUNGATORE CHIRURGICO

CHIAVE ESTRATTRICE LUNGA

INDICATORI DI DIREZIONE IN TITANIO


▲ STRUMENTAZIONE CHIRURGICA PER 3P/EV/SL -LINEA DURA-VIT



REF. 3P-00095SC

Fresa lancia	Ref. 147-021	Preparatore di spalla Ø 3/3,4	Ref. NECK-334
Fresa di profondità Ø 2,1	Ref. 00074CUT	Preparatore di spalla Ø 3,5/4,0	Ref. NECK-354
Stop metallico L. 8,0 mm	Ref. STOP01	Preparatore di spalla Ø 4,5/5,0	Ref. NECK-455
Stop metallico L. 10 mm	Ref. STOP02	Montatore a cricchetto SLIM	Ref. 00578/L
Stop metallico L. 12 mm	Ref. STOP03	(Lungo)	
Stop metallico L. 14 mm	Ref. STOP04	Montatore a cricchetto (Corto)	Ref. INN-00590/1
Fresa conica Ø 3,0	Ref. 00075CUT	Montatore a cricchetto (Lungo)	Ref. INN-00590/2
Fresa conica Ø 3,5	Ref. 3P-35CUT	Chiave protesica (Lunga)	Ref. INN-61000L
Fresa conica Ø 4,0	Ref. 3P-40CUT	Chiave protesica (Corta)	Ref. INN-61000
Fresa conica Ø 4,5	Ref. 3P-45CUT	Chiave estraitrice (Lunga)	Ref. INN-6161L
Fresa conica Ø 5,0	Ref. 3P-50CUT	Indicatori di direzione (2 pz)	Ref. 00441T
Allungatore chirurgico	Ref. 00236N	Cricchetto universale	Ref. 00376

KIT PER TECNICA DEL RIALZO DEL SENO LINEA DURA-VIT




▲ STRUMENTAZIONE CHIRURGICA RIDOTTA PER 3P/EV/SL - LINEA DURA-VIT



REF. 3P-00093SC

Fresa lancia	Ref. 147-021	Stop metallico L. 8,0 mm	Ref. Stop01
Compattatore-Espansore Ø 2,1	Ref. 201-3P	Stop metallico L. 9,0 mm	Ref. Stop07
Compattatore-Espansore Ø 3,0	Ref. 281-3P	Push pin Ø 3,5	Ref. SL-PP35
Compattatore-Espansore Ø 3,5	Ref. 331-3P	Push pin Ø 4,0	Ref. SL-PP40
Compattatore-Espansore Ø 4,0	Ref. 381-3P	Push screw Ø 3,5	Ref. SL-PS35
Compattatore-Espansore Ø 4,5	Ref. 431-3P	Push screw Ø 4,0	Ref. SL-PS40
Compattatore-Espansore Ø 5,0	Ref. 481-3P	Montatore a cricchetto (Lungo)	Ref. INN-00590/2
Stop metallico L. 4,0 mm	Ref. Stop12	Chiave manuale	Ref. 3P-00090CM
Stop metallico L. 5,0 mm	Ref. Stop05	Chiave protesica (Corta)	Ref. INN-61000
Stop metallico L. 6,5 mm	Ref. Stop06	Cricchetto universale	Ref 00376
Stop metallico L. 7,0 mm	Ref. Stop11		

KIT CHIRURGICO WIDE



REF. WIDE-00092SC

Fresa WIDE Ø 5,5

Ref. WIDE-55CUT

Fresa WIDE Ø 6,0

Ref. WIDE-60CUT

Fresa WIDE Ø 6,5

Ref. WIDE-65CUT

Fresa WIDE Ø 7,0

Ref. WIDE-70CUT

Stop metallico WIDE L. 6 mm

Ref. W-STOP06

Stop metallico WIDE L. 8 mm

Ref. W-STOP08

Stop metallico WIDE L. 10 mm

Ref. W-STOP10

Stop metallico WIDE L. 12 mm

Ref. W-STOP12

Chiave estrattrice (Corta)

Ref. INN-6161

Montatore a cricchetto (Corto)

Ref. INN-00590/1

Montatore a cricchetto (Lungo)

Ref. INN-00590/2


Chiave protesica (Corta)

Ref. INN-61000

Cricchetto universale

Ref. 00376

KIT PROTESICO



REF. KITPROTESICO _____

Cricchetto dinamometrico (50 ncm)	Ref. 00376DIN	Chiave per MUA angolati	Ref. 023-MUA
Chiave per OT Equator	Ref. 774CHE	Chiave protesica (Lunga)	Ref. INN-61000
Chiave per flat	Ref.00578/S	Chiave protesica (Corta)	Ref. INN-61000L
Chiave a cricchetto MUA dritti	Ref. INN-00637	Chiave estratrice (Lunga)	Ref. INN-6161L
		Chiave estratrice (Corta)	Ref. INN-6161

COMPONENTI CHIRURGICI

STRUMENTI CHIRURGICI

L'**indicatore di direzione** inserito nel sito implantare chirurgicamente preparato, facilita la direzione della successiva perforazione.

I **mucotomi**, utilizzati con il contrangolo a bassa velocità, permettono di forare la mucosa a seconda del diametro dell'impianto scelto.

I **lucidi** aiutano il chirurgo nella scelta dell'impianto durante la fase di pianificazione su panoramica. L'intera gamma di impianti DURA-VIT 3P è illustrata in 2 scale dimensionali, una reale e una aumentata del 25%, tenendo conto delle distorsioni della panoramica.



NOTA IMPORTANTE

Utilizzare l'allungatore solo per le frese,
NON usare per l'inserimento degli impianti

FRESE INIZIALI

ALLUNGATORE CHIRURGICO

Aumenta la lunghezza di fresaggio della fresa durante l'intervento chirurgico.

FRESA LANCIA

Crea il punto di inserimento dell'impianto e viene utilizzata per penetrare la corticale ossea per valutare la quantità e la qualità dell'osso.


FRESA PALLA

Serve per preparare l'osso corticale a livello del collo implantare.



CHIAVI PER VITI PROTESICHE

- Chiave esagonale 1,27mm (acciaio temprato).
- Per tutti i tipi di viti di chiusura, di guarigione e protesiche.




CRICCHETTI E CHIAVE MANUALE

- Il dado per chiavi a cricchetto permette di trasformare la chiave a cricchetto in chiave manuale. Esso può essere utilizzato sia sulle chiavi per inserimento impianti sia sulle chiavi per viti protesiche.
- L'utilizzo del cricchetto dinamometrico è consigliato per l'inserimento degli impianti e per il bloccaggio delle viti protesiche.



FRESE CONICHE

- Le frese sono disponibili in diametri sequenziali.
- Fabbricate in metallo chirurgico con trattamento DLC superficiale, vanno utilizzate con irrigazione esterna.
- Le frese sono contraddistinte da codice colore e marcatura a laser del diametro corrispondente all'impianto.
- Le scanalature presenti sui taglienti aiutano durante la preparazione in lunghezza del sito implantare.
- Presenza di 5 tacche laser che indicano la profondità.



NOTA IMPORTANTE

Aggiungere 0.5 mm alla lunghezza della fresa tenendo in considerazione la punta tagliente angolata.

Codice colore	● \varnothing 2,1	● \varnothing 3,0	● \varnothing 3,5	● \varnothing 4,0	● \varnothing 4,5	● \varnothing 5,0
Diametro reale	\varnothing 2,1	\varnothing 2,6	\varnothing 3,1	\varnothing 3,6	\varnothing 4,1	\varnothing 4,6
Ref	00074CUT	00075CUT	3P-35CUT	3P-40CUT	3P-45CUT	3P-50CUT**

STOP STANDARD

Gli stop garantiscono la preparazione facile e precisa della profondità del sito implantare.

- Marcatura laser per un'immediata identificazione della lunghezza.
- Facili e veloci da montare.

* non inclusi nel kit

Lunghezza	04 mm	05 mm	06 mm	07 mm	08 mm	09 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm
Ref	STOP12*	STOP05*	STOP06	STOP11*	STOP01	STOP07	STOP02	STOP08	STOP03	STOP09	STOP04	STOP10*


STOP \varnothing 5

* non inclusi nel kit

Lunghezza	06 mm	07 mm	08 mm	09 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm
Ref	STOP-506*	STOP-511*	STOP-501*	STOP-507*	STOP-502*	STOP-508*	STOP-503*	STOP-509*	STOP-504*	STOP-510*

FRESE CONICHE CORTE

- Le frese sono disponibili in diametri sequenziali.
- Fabbricate in metallo chirurgico, vanno utilizzate con irrigazione esterna.
- Le frese sono contraddistinte da codice colore e marcatura a laser del diametro corrispondente all'impianto.
- Le scanalature presenti sui taglienti aiutano durante la preparazione in lunghezza del sito implantare.
- Presenza di 4 tacche laser che indicano la profondità.



Scanalature di riferimento e tacche laser

NOTA IMPORTANTE
 Aggiungere 0.5 mm alla lunghezza della fresa tenendo in considerazione la punta tagliente angolata.

31 mm						
Codice colore	● Ø 2,1	● Ø 3,0	● Ø 3,5	● Ø 4,0	● Ø 4,5	● Ø 5,0
Diametro reale	Ø 2,1	Ø 2,6	Ø 3,1	Ø 3,6	Ø 4,1	Ø 4,6
Ref	74SHORT	75SHORT	76SHORT	77SHORT	78SHORT	79SHORT**

STOP PER FRESE CORTE

- Gli stop garantiscono di preparare facilmente e precisamente la profondità del sito implantare.
- Marcatura laser per un'immediata identificazione della lunghezza.
 - Facili e veloci da montare.

****NOTA:** Gli stop non possono essere montati sulla fresa conica Ø 5 e sul compattatore-espansore Ø 5.


Ø 5,3			
Lunghezza	06 mm	08 mm	10 mm
Ref	STOP-06S	STOP-08S	STOP-10S

COMPATTATORI-ESPANSORI

- I compattatori-espansori sono disponibili in diametri sequenziali.
- Fabbricati in metallo chirurgico, vanno utilizzati manualmente.
- I compattatori-espansori sono contraddistinti da codice colore e marcatura a laser del diametro corrispondente all'impianto.
- Le tacche laser presenti sui taglienti aiutano durante la preparazione in lunghezza del sito implantare.

NOTA IMPORTANTE

Utilizzabili con gli stop a pagina 70.



Codice colore	● Ø 2.1	● Ø 3	● Ø 3.5	● Ø 4	● Ø 4.5	● Ø 5
Diametro reale	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 3,7	Ø 4,2	Ø 4,7
Ref	201-3P	281-3P	331-3P	381-3P	431-3P	481-3P**


****NOTA:** Gli stop non possono essere montati sulla fresa conica Ø 5 e sul compattatore-espansore Ø 5.

PREPARATORI DI SPALLA

Utilizzati in presenza di osso duro per preparare il colletto corticale per l'inserimento degli impianti, allargando la zona crestale del sito implantare.








Diametro reale	● Ø 3,0/3,4	● Ø 3,5/4,0	● Ø 4,5/5,0
Ref	NECK-334	NECK-354	NECK-455



MASCHIATORI

I maschiatori sono utilizzati per preparare il profilo filettato del sito implantare, così da ridurre la pressione sull'osso. La maschiatura deve essere realizzata con cricchetto e come ultimo step prima del posizionamento dell'impianto.

					
Codice colore	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5
Diametro reale	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
Ref	TAP-30	TAP-35	TAP-40	TAP-45	TAP-50

ALESATORI

In caso di crescita eccessiva di osso al di sopra dell'impianto, l'alesatore ne permette la rimozione per facilitare l'inserimento delle componenti chirurgiche e protesiche.

ALESATORE GD-BM





Implanto coperto da osso



Asportazione dell'osso mediante alesatore



Osso asportato per facilitare inserimento del moncone



Moncone posizionato

POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI


Per permettere al processo di guarigione di donare i migliori risultati possibili, è importante posizionare l'impianto 1 o 1,5 mm al di sotto del livello crestale e mai al di sopra di esso. Gli impianti B&B Dental sono stati progettati e trattati per permettere all'osso perimetrale di proliferare e osteointegrare anche lungo il colletto implantare donando stabilità a lungo termine all'impianto stesso. La superficie implantare è completamente mordenzata all'esterno fornendo un valido supporto sul quale l'osso possa proliferare favorendo l'osteointegrazione. Questo posizionamento abbinato al design dei monconi della

linea, espletano il concetto del platform switching di cui la letteratura ha ampiamente demarcato l'efficacia e l'importanza per la buona riuscita della riabilitazione implantare a lungo termine sia in relazione ai risultati di stabilità che in termini di risultato estetico.

Gli stop hanno lunghezze pari a quelle degli impianti o maggiorate di un millimetro per agevolare l'inserimento e permettere all'utente una facile preparazione dell'osteotomia. Qualora però lo si desideri, si può procedere anche senza l'uso di stop facendo attenzione alle marcature laser presenti sulle frese di preparazione.

FRESE CONICHE WIDE

- Le frese sono disponibili in diametri sequenziali.
- Fabbricate in metallo chirurgico, vanno utilizzate con irrigazione esterna.
- Le frese sono contraddistinte da codice colore e marcatura a laser del diametro corrispondente all'impianto.
- Le scanalature presenti sui taglienti aiutano durante la preparazione in lunghezza del sito implantare.
- Presenza di 4 tacche laser che indicano la profondità.



NOTA IMPORTANTE

Aggiungere 0,5 mm alla lunghezza della fresa tenendo in considerazione la punta tagliente angolata.



Codice colore	● ø5.5	● ø6	● ø6.5	● ø7
Diametro reale	ø 5,0	ø 5,5	ø 6,0	ø 6,5
Ref	WIDE-55CUT	WIDE-60CUT	WIDE-65CUT	WIDE-70CUT

STOP WIDE

Gli stop garantiscono la preparazione facile e precisa della profondità del sito implantare.


- Marcatura a laser per un'immediata identificazione della lunghezza.
- Facili e veloci da montare.



Lunghezza	06 mm	08 mm	10 mm	12 mm
Ref	W-STOP06	W-STOP08	W-STOP10	W-STOP12


CHIAVI PER INSERIMENTO IMPIANTI 3P, EV, WIDE

- Chiavi in acciaio temprato per l'inserimento finale degli impianti 3P, EV e WIDE.
- L'esagono esterno della chiave è in fase con l'esagono interno, ciò permette durante l'inserimento e il posizionamento finale dell'impianto di ottenere immediatamente la corretta posizione dei monconi angolati.




SERRAGGIO:

controllare le forze e modalità di serraggio a pagina 13



CHIAVI PER INSERIMENTO IMPIANTI SLIM

- Chiavi per l'inserimento finale degli impianti SLIM.
- L'esagono esterno della chiave è in fase con l'esagono interno, ciò permette durante l'inserimento e il posizionamento finale dell'impianto di ottenere immediatamente la corretta posizione dei monconi angolati.



PROTOCOLLI CHIRURGICI

TECNICA DI FRESAGGIO 3P

ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO DURO (D1-D2)

Un'efficiente e atraumatica preparazione del sito implantare è realizzata attraverso una procedura che sfrutta una tecnica di fresaggio graduale. Tutta la fase di perforazione del tessuto osseo deve essere effettuata sotto un'abbondante irrigazione esterna con soluzione fisiologica o preferibilmente acqua bidistillata sterile. Inoltre deve essere utilizzata una tecnica di foratura intermittente per evitare il riscaldamento dell'osso e per creare un effetto di pompaggio per un'efficace rimozione del tessuto osseo.



ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO TENERO (D3-D4)


I compattatori-espansori del sistema DURA-VIT sono una valida alternativa agli osteotomi per l'espansione e la condensazione migliorando la stabilità primaria e il mantenimento della densità ossea durante la preparazione del sito. I compattatori-espansori sono anche un'alternativa alla tecnica di rialzo del seno mascellare con tecnica di Summers. Essi vengono utilizzati e montati su chiave manuale o cricchetto dritto, riducendo il trauma provocato dagli osteotomi usati a percussione.



TECNICA DI FRESAGGIO EV

ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO DURO (D1-D2)

Un'efficiente e atraumatica preparazione del sito implantare è realizzata attraverso una procedura che sfrutta una tecnica di fresaggio graduale. Essa deve essere intermittente per evitare il riscaldamento dell'osso. In caso di resistenza durante il posizionamento ruotare in senso antiorario per 2-3 giri e proseguire con l'inserimento.



ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO SPUGNOSO (D3-D4)


In condizioni di osso tenero viene utilizzata una procedura che prevede l'utilizzo di "compattatori-espansori" del sistema DURA-VIT per riuscire a espandere e condensare i mascellari. I "compattatori-espansori" permettono un aumento della percentuale di successo, migliorando la stabilità primaria e il mantenimento della densità ossea.



TECNICA DI FRESAGGIO WIDE

ADATTA PER L'UTILIZZO IN UN SITO DI ESTRAZIONE PREMOLARE E MOLARE



Il sistema di impianti Wide è stato progettato per adattarsi perfettamente alla forma naturale del sito di un molare. Tali impianti hanno un corpo con un diametro più ampio e una forma cilindro-conica che permette una facile penetrabilità con un adeguato adattamento alveolare. Il risultato finale è un immediato e ottimale posizionamento dell'impianto nel sito di estrazione che minimizza la perdita ossea e riduce i tempi di trattamento.




TECNICA DI FRESAGGIO SLIM

ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO DURO (D1-D2)

ADATTA PER L'UTILIZZO IN OSSO TENERO (D3-D4)



TECNICA DI RIALZO DI SENO TRANSCRESTALE



COMPONENTI KIT CHIRURGICO

PUSH SCREW

- Prepara la cavità ossea per l'inserimento dell'impianto.



SL-PS35
Ø 3,5

SL-PS40
Ø 4

PUSH PIN

- Spinge il materiale di rigenerazione all'interno della cavità ossea.



SL-PP35
Ø 3,5

SL-PP40
Ø 4

INIETTORE NOVOCOR

- Per iniettare il materiale di rigenerazione nella cavità ossea.



Accessorio a richiesta
Ref. 0490-1

SAFETY IMPLANT MEMBRANES

- Evitano la migrazione dell'impianto nel seno mascellare grazie al bloccaggio dell'impianto stesso con la membrana.



00532/10
Vite di bloccaggio
inclusa




00532/1
Vite di bloccaggio
inclusa



00532/2
Vite di bloccaggio
inclusa



VITE DI
BLOCCAGGIO
00532SCREW



PHYSIO BRUSHLESS 3000

PHYSIO BRUSHLESS 3000 è il risultato di 10 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di apparecchi elettromedicali per implantologia ed endodonzia dentale. Questa tecnologia collaudata e comprovata offre elevate prestazioni abbinate a una estrema semplicità. Esso è dotato anche di un pedale di nuova concezione che rappresenta un'assoluta novità.

CARATTERISTICHE

- Velocità min/MAX da 3 a 12500 RPM
- 6 rapporti di riduzione e moltiplicazione (1:5, 1:1, 16:1, 20:1, 64:1, 70:1).
- 5 memorie.
- 24 valori torque di coppia. Con valore MAX si indica la coppia massima senza limitazione.
- 3 regolazioni della pompa 60, 80, 110 ml/min.

PHYSIOBRUSHLESS3000



IL CONTRANGOLO DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE

COMPLETA DI:

- Unità centrale.
- Pedaliera multifunzionale.
- 1 tubo di irrigazione.



1. Selezione programma.
2. Forward/reverse.
3. Azionare il motore con effetto reostato.
4. Inserisce la portata della pompa peristaltica.

ACCESSORI



VALIGIA DA TRASPORTO
53 x 37 x 13 cm, peso 750 g.
PD106



TUBO DI IRRIGAZIONE
DE102793216



CONTRANGOLO 20.1*
C20
*venduto separatamente



PEDALIERA
PD102



MOTORE
MOTORE

SMARTPEG OSSTELL

DA OGGI B&B DENTAL É PRESENTE NEL CATALOGO DEI DISPOSITIVI OSSTELL PER LA MISURAZIONE DELLA STABILITÀ DEGLI IMPIANTI.

Il metodo brevettato Osstell è un sistema rapido, non invasivo e facile da usare per determinare tale stabilità e per valutare il processo di osteointegrazione in maniera precisa e oggettiva, senza compromettere il processo di guarigione. Si tratta di un fattore fondamentale di successo per un trattamento implantare ottimale.

B&B DENTAL dispone di appositi SmartPeg da utilizzare insieme alle apparecchiature di misurazione Osstell IDx e Osstell ISQ.

Trattasi di strumenti che misurano la frequenza di risonanza dello SmartPeg monouso che viene inserito sull'impianto.



Ref.	mod. impianto	tipo SmartPeg
100404	Slim	22
100425	3P -EV -WIDE	26

APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE IN VENDITA TRAMITE OSSTELL (WWW.OSSTELL.COM)



Osstell IDx



05.

WORKFLOW DIGITALE

B&B Dental ti supporta per integrare le nuove tecnologie nel tuo flusso di lavoro. Passo dopo passo, dal software alla protesi grazie a due servizi: uno dedicato alla chirurgia guidata e uno al centro di fresaggio.

Troverai un team specializzato dedicato ai te, disponibile a rispondere a tutte le domande e dubbi e insegnarti tramite corsi interni e in loco, oltre a un servizio a 360 gradi costruito per adattarsi al grado delle tue conoscenze e aspettative.

SYNERGY

B&B Dental vuole supportare gli odontoiatri in tutti i loro progetti fornendo due validi servizi sia nella progettazione delle dime chirurgiche che nella realizzazione delle strutture protesiche. Dalla sinergia tra questi due servizi nasce SYNERGY che punta a chiudere il cerchio tra B&B Dental e i

vostru studi e laboratori per abilitare gli utenti di tutti i livelli all'uso delle nuove tecnologie tramite un team di tecnici specializzati e gli strumenti giusti.




GUIDA LA TUA CHIRURGIA VERSO LA PERFEZIONE

Il servizio di chirurgia guidata è costruito intorno alle tue capacità e necessità e comprende un insieme di strumenti e supporti tecnici che si adattano a te, migliorando il tuo modo di lavorare e aiutandoti nell'implementazione del workflow digitale nel tuo studio.



SOFTWARE B&B DENTAL GS

Un software scaricabile dal sito B&B Dental: chiaro, intuitivo, per qualsiasi dispositivo e che ti permette la visualizzazione delle CBCT, la conversione dei file DICOM in STL, la pianificazione dei tuoi casi, lasciandoti la libertà di lavorare in maniera indipendente ma agevolando la condivisione con i nostri tecnici prima di finalizzare.



SUPPORTO TECNICO E PIANIFICAZIONE

B&B Dental dispone di un ufficio interno che ti permette di affidare ai nostri tecnici le tue pianificazioni.



STRUMENTI CHIRURGICI

Un kit progettato appositamente per la chirurgia guidata completo di tutti gli strumenti necessari per ogni evenienza clinica e chirurgica.



SERVIZIO STAMPA DIME E MODELLI

Ti lasciamo la libertà di appoggiarti al tuo laboratorio di fiducia o diventare il tuo punto di riferimento anche per la stampa delle tue dime e modelli.

STRUTTURATI PER DURARE


Il centro di fresaggio nasce come riferimento per le lavorazioni e la creazione delle strutture sui tuoi progetti, siano essi per il carico immediato dopo una chirurgia guidata che per creare le protesi per i tuoi pazienti.

Se sei già un utilizzatore esperto possiamo fornirti le librerie per lavorare in totale indipendenza oppure puoi fornirci i file stl da fresare.

SUPPORTO
SULLE LIBRERIE



GENERAZIONE
DEI PROGETTI
STL



Ti accompagniamo fino alla fine: grazie alla strumentazione in dotazione presso il nostro centro possiamo preparare le strutture con le finalità e con i materiali che desideri.

REALIZZAZIONE
DELLE
STRUTTURE
PROTESICHE

Il nostro team è qui per te, per aiutarti a progettare le tue strutture protesiche in collaborazione con il tuo laboratorio di fiducia.


TITANIO


Cr-Co

ZIRCONIO

PEEK

PMMA





CONTATTI

SEDE LEGALE E OPERATIVA 1:
Via S. Benedetto, 1837
40018 S. Pietro in Casale (BO) Italy

SEDE OPERATIVA 2:
Via Due Ponti, 19
40050 Argelato (BO) Italy
Tel. +39 (0) 51.81.13.75
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it
www.bebdental.it



Certified quality system
UNI EN ISO 13485

