

REGISTERED OFFICE & OPERATIONAL 1: Via San Benedetto, 1837 - 40018

San Pietro in Casale (BO) Italy

OPERATIONAL HEADQUARTERS 2: Via Due Ponti, 19 - 40050

Argelato (BO) Italy

Tel. +39 (0) 51.81.13.75      Fax +39 (0) 51.666.94.00

www.bebdental.it    lab.guided@bebdental.it

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PHYSIO BRUSHLESS 3000

<b>Produttore</b>	B&B Dental S.r.l. Via San Benedetto, 1837 40018 San Pietro in Casale (BO) - Italy Tel. +39 (0) 51.81.13.75 Fax +39 (0) 51.666.94.00 www.bebdental.it
<b>Modello</b>	PHYSIO BRUSHLESS 3000
<b>Dimensioni</b>	255 x 255 x 110 mm
<b>Unità centrale</b>	ABS e alluminio
<b>Trapano</b>	Alluminio
<b>Peso</b>	2.6 Kg
<b>Micromotore</b>	83 W - Torque nominale 17,6 mNm - 44.300 RPM - Sterilizzabile
<b>Rumore</b>	<65 dBA
<b>Tolleranza nelle velocità indicate</b>	± 10%
<b>Tolleranza nelle coppie indicate</b>	± 10%
<b>Tensione di alimentazione</b>	AC 115 / 230 V ± 10% - 50/60 Hz
<b>Tipo</b>	BF
<b>Classificazione</b>	Dispositivo medico: IIa , Regola IX , 93/42 CEE
<b>Modalità di uso</b>	Intermittente: 30 sec ON e 10 sec OFF
<b>Condizioni ambientali di uso</b>	Temperatura: da +10°C a +40°C NON IDONEO all'uso in presenza di anestetici infiammabili e ossigeno
<b>Magazzinaggio e trasporto</b>	Da 5°C a 70°C
<b>Potenza nominale</b>	100 VA
<b>Fusibili</b>	
<b>Fusibili</b> Con alimentazione 115V Con alimentazione 230V	5 x 20 mm 2 x 1,6 AT 2 x 1 AT